## Acompanhe os passos a seguir para corrigir dispositivos com o mesmo ID na rede.

selecione View Inventory.

No console do CMS:

 Selecione o menu Devices, do lado esquerdo. Em seguida, escolha o site onde se encontra a máquina com ID duplicado. (Neste caso, utilizamos o Global Site View, para uma visualização completa).

	UITE		
≡	Devices - Global Site View		
+ New	🔺 📛 Global Site View	Devices Sites	
Devices	▶ <mark>`</mark> Aiqon	Show Unmanage	
🚒 Tasks		Device Na	

• Agora selecione a máquina com ID duplicado. (Neste caso, utilizaremos a máquina NTB-AIQ-01).

	D	evice Name	User Name	
۵	•	8		
ł	•		AIQON	
	• N1	B-AIQ-01	AIQON	<ul> <li>Do lado esquerdo,</li> </ul>
	• N1	в	AIQON	
	<ul> <li>N1</li> </ul>	E	AIQON	

INVENTORY	
View Inventory	
Inventory History	
Inventory Scan	

E em seguida, Verismic.



Na aba Verismic, você verá o Device ID. Clique no botão Export.



No arquivo de texto que foi exportado pelo CMS, segure CTRL+F para abrir a caixa de busca, e pesquise por VerismicElement.



 Na linha abaixo você verá a tag DeviceID, preenchida pelo ID do dispositivo entre colchetes.
 Copie o ID INCLUINDO OS COLCHETES. Pode fechar o arquivo.

## Retorne à tela inicial do CMS.

Selecione o menu Settings, do lado direito da barra superior.



Na lista à esquerda, selecione Device ID Config.



 Dê um duplo clique na caixa de texto, e cole o ID copiado anteriormente. (Lembre-se de incluir as chaves).



Clique em Save.



